

## Doel

Het verkrijgen van sputum voor laboratoriumonderzoek.

## Reagentia, media en hulpstoffen

Container



## Werkwijze

### Vorbereiding

- Pak een container en plak hierop de sticker met naam en geboortedatum of patiëntnummer (bij voorkeur de sticker van ordermanagement).
- Het is van belang dat 'zuiver' sputum wordt opgevangen, dus zo min mogelijk bijmenging van keelslijm en speeksel.
- Bij voorkeur 's morgens nuchter sputum afnemen.

### Werkwijze

- De patiënt op laten hoesten en sputum in potje laten opvangen.
- Apart vermelden of gekweekt moet worden op Legionella, TBC of schimmels.
- Bij verdenking op TBC moet er driemaal sputum ingeleverd worden op 3 verschillende afnamedagen.
- Bij verontreiniging aan de buitenkant van het potje: reinig de buitenkant van het sputumpotje en desinfecteer de buitenkant vervolgens met alcohol 70%.

### Transport

Breng het materiaal z.s.m. naar het LMML.